

Imunofluorescenční značení α -tubulinu a fluorescenční značení aktinu

Teoretický úvod

Imunofluorescenční značení

Metoda imunofluorescenčního značení patří mezi nejvýznamnější experimentálně biologické a biomedicínské techniky s širokým spektrem využití v praxi. Podstatou je vazba primární protilátky na antigen našeho zájmu. Následuje vazba sekundární protilátky konjugované s fluorochromem rozpoznávající imunoglobuliny organismu, z něhož pochází primární protilátka. Jinou možností je značení antigenu přímo primární protilátkou značenou fluorochromem. Po excitaci zářením příslušné vlnové délky ve fluorescenčním mikroskopu molekula fluorochromu emituje záření o vyšší vlnové délce (tedy nižší energii) ve viditelné oblasti spektra. Imunofluorescenční značení umožňuje takto vizualizovat například subcelulární lokalizaci vybraných struktur, relativní úroveň exprese proteinů, aktivační stav proteinů (například přes jejich fosforylační status) atd. Perspektiva této moderní metody spočívá v teoretické možnosti vizualizovat jakýkoliv genový produkt na buněčné úrovni.

Teorie vytvoření mikroskopického preparátu

Pro vytvoření mikroskopického preparátu jsou vhodné adherentní buněčné linie rostoucí přisedle na kultivační podložce, kterou může být i krycí sklíčko. Na ně je optimalizován i následující protokol. Buňky suspenzní, rostoucí v celém objemu media, vyžadují speciální přístup. Buňky jsou vysazovány do šestijamkových panelů, do kterých se předtím vloží sterilní krycí sklíčka. Přibližně po 24h inkubaci při 37 °C, 5 % CO₂ a 100% vlhkosti (pro každou linii je počet hodin nutných k adhezi nutně optimalizovat) jsou buňky ovlivněny inhibitory proliferace a kultivovány po požadovanou dobu v inkubátoru. Po promytí je nutné buňky zafixovat, což se provádí buď pomocí organických rozpouštědel nebo aldehydů. Organická rozpouštědla (alkoholy a aceton) odstraňují lipidy, dehydratují buňky a zároveň precipitují proteiny buněčné architektury. Aldehydy (např. paraformaldehyd, formaldehyd/gluteraldehyd) tvoří intra a zejména intermolekulární mosty mezi volnými aminoskupinami a vytváří kovelantní síť antigenů. Aldehydy konzervují strukturu proteinů lépe než organická rozpouštědla, ale redukují antigenicitu některých složek buňky. Výběr fixativa závisí na detekovaném antigenu. Pro volný přístup protilátky k antigenu je nutná permeabilizace buněk. Fixování pomocí alkoholů a acetonu zároveň narušuje integritu membrán, permeabilizační krok tedy není nutný. Aldehydy však tuto vlastnost nemají, a proto je třeba permeabilizaci provést např. pomocí zředěných roztoků detergentů (0,5% Triton-X/PBS). Před vlastní aplikací protilátek je nutné sklíčka vyblokovat, tzn. zabránit nespecifické vazbě protilátek. Toho je obvykle dosaženo inkubací sklíček s roztokem BSA (hovězí sérový albumin) nebo s fetálním sérem, které BSA také obsahuje. Dále následuje inkubace s primárními, sekundárními protilátkami, popř. dalšími fluorescenčními próbami (např. DAPI). Při aplikaci protilátek konjugovaných s fluorochromy je nutné inkubaci provádět ve

tmě. Na závěr jsou ze sklíček s buňkami vytvořeny mikroskopické preparáty pomocí tzv. montovacích médií (50% glycerol, mowiol). Pozorování se provádí pomocí fluorescenčního mikroskopu pod různými filtry v závislosti na sledovaném fluorochromu.

Mikrotubulární cytoskelet

Mikrotubuly jsou tuhé, duté, válcovité útvary o konstantní šířce cca 25 nm, s tloušťkou stěny přibližně 5 nm a proměnlivé délce, která může nabývat hodnot řádově nanometrů až po několik desítek centimetrů (nervová vlákna). Stěnu tvoří zpravidla 13 lineárně seřazených řetězců – protofilament, jejichž základní stavební jednotkou jsou heterodimery tubulinu složené z globulárních α - a β -tubulinových podjednotek. Iniciace tvorby mikrotubulů probíhá v živočišných buňkách v centrosomech. Jsou to drobné struktury nacházející se v blízkosti jádra, odkud mikrotubuly vybíhají k periferii buňky. Skládají se ze dvou centriol a amorfní proteinové hmoty obsahující stovky nukleačních míst pro tvorbu mikrotubulů tvořených prstenci γ -tubulinu.

Mikrotubuly jsou velmi dynamické útvary, ve kterých se neustále střídá fáze dorůstání a zkracování. Tato dynamická nestabilita je důležitou vlastností nezbytnou pro správné vykonávání všech jejích funkcí.

Klíčovou úlohu hrají mikrotubuly při jaderném dělení - mitóze, kde zajišťují přesné rozdělení genomu mateřské buňky do buněk dceřinných. Vytváří zde složitý, vysoce specializovaný útvar zvaný mitotické vřeténko. Na přechodu G₁/S-fáze dochází k rozpojení a duplikaci centriol uvnitř centrosomu, které dále rostou a zvětšují se až do konce G₂-fáze. Oba takto vytvořené centrosomy přitom po celou dobu zůstávají spojené, až během profáze se rozchází do protilehlých stran buňky a dávají tak základ pólům mitotického vřeténka. Na počátku mitózy dochází k rozpadu dosavadních mikrotubulů a vytvoření nových, kratších, jejichž typickou vlastností je extrémně zvýšená dynamická nestabilita, která je 4-100x vyšší oproti interfázi. Z pólů vřeténka vybíhají hvězdicovitě uspořádané mikrotubuly s konci směřujícími volně do cytoplazmy popř. navázané na vnitřní stranu plazmatické membrány - tzv. astrální mikrotubuly. Některé mikrotubuly se v ekvatoriální rovině spojují pomocí asociovaných proteinů s mikrotubuly z druhého pólu. Takto vytvořený mikrotubulus procházející cytoplazmou od jednoho pólu k druhému se označuje jako polární. Kinetochorové mikrotubuly pronikají po rozpadu jaderné membrány ke kondenzovaným chromozómům a napojují se do míst jejich centromer se speciálními komplexy proteinů zvaných kinetochory. V případě správného průběhu mitózy jsou všechny zdvojené chromozómy vázány dvěma svazky mikrotubulů k oběma pólům vřeténka a jsou postupně přesouvány do ekvatoriální roviny buňky, kde vytváří tzv. metafázní destičku, ve které neustále mírně kmitají vlivem přetahování obou připojených svazků mikrotubulů. Pokud chromozómy nejsou správně a oboustranně připojeny, dochází k zastavení buněčného cyklu na přechodu metafáze/anafáze vlivem kontrolního bodu vřeténka. V anafázi se sesterské chromatidy oddělují v místě centromer a jsou přitahovány k pólům kinetochorovými mikrotubuly. Souběžně s tímto se polární mikrotubuly prodlužují polymerací na plus-koncích a posouváním dílčích mikrotubulů vzájemně od sebe v oblasti jejich překryvu pomocí asociovaných proteinů. Astrální mikrotubuly se


v této fázi připojují k plazmatické membráně a přitahují k ní póly vřeténka. Tah těchto astrálních mikrotubulů a prodlužování polárních mikrotubulů oddaluje póly vřeténka od sebe a napomáhá tak segregaci chromozómů. Póly vřeténka se později stávají základem centrosomů v dceřinných buňkách.

Aktinová filamenta

Aktinová vlákna (mikrofilamenta) jsou pružná, cytoskeletální proteinová vlákna, mezi jejichž funkce patří udržování tvaru a vnitřní organizace buňky, vnitrobuněčný transport, tvorba panožek, stresových vláken a mimo to hrají také významnou roli při cytokinezi či svalovém stahu. Jejich základem jsou přibližně 7 nm široká, dvouretězcová vlákna skládající se z jednotlivých molekul globulárního proteinu G-aktinu. Všechny globulární molekuly aktinu směřují ve vláknu stejným směrem a vytváří tak rozlišitelný plus- a minus-konec. Vlákna na obou koncích stále přirůstají nebo se zase rozpadají, přičemž rychlejší je tento proces na plus-konci.

Aktinová vlákna jsou často vizualizována pomocí phalloidinu značeného fluorochromem. Tento toxin obsažený v jedovaté muchomůrce zelené (*Amanita phalloides*) má vysokou afinitu k aktinovým vláknům, brání jejich depolymerizaci a tím se pro buňky stává toxickým.

Příklady výsledků:



Obrázek 1: Mikrotubulární cytoskelet a aktinová mikrofilamenta v buňkách HeLa ovlivněných mikrotubulárními inhibitory kolchicinem a tubulyzinem.

Pracovní postup:

Biologický materiál

nádorové buňky děložního čípku HeLa

Vybavení a pomůcky

šestijamkový panel, pinzeta, podložní sklíčka, destička obalená parafilmem, fluorescenční mikroskop Olympus vybavený digitální kamerou CoolSnap, sada pipet a špiček

Chemikálie, roztoky a protilátky:

anti- α -tubulin-AlexaFluor488

4% paraformaldehyd

phalloidin-Texas red

DAPI (10 mg/ml)

DMEM s 10 % fetálním sérem (DMEM/FS)

mowiol

PBS (fosfátový pufr)

0,1% Tween/PBS

Vlastní postup:

1. Buňky jsou kultivovány na krycích sklíčkách v šestijamkových panelech v inkubátoru (37 °C, 5 % CO₂, 100% vlhkost).

Promývání:

2. **2x** 1 ml PBS, 2 min.

Fixace a permeabilizace buněk:

3. Odsaj PBS.
4. Opatrně buňky zafixuj přídavkem 1 ml 4% paraformaldehydu.
5. Inkubuj 10 min při laboratorní teplotě.
6. **3x** promyj 1 ml PBS.
7. Permeabilizuj buňky přídavkem 1 ml 1% Tritonu-X/PBS.
8. Inkubuj 5 min při laboratorní teplotě.
9. **3x** promyj 1 ml PBS.

Blokování:

10. 1 ml DMEM/FS, 15 min.

Primární protilátku anti- α -tubulin-AlexaFluor488

11. Nařeď zásobní roztok protilátky do DMEM/FS (na 1 sklíčko počítej 25 µl) **50x**
12. Nanes 25 µl roztoku primární protilátky na destičku obalenou parafilmem, přiklop krycí sklíčko s buňkami naspod a ulož vše do krabice s víkem zvlhčené uvnitř destilovanou vodou.

13. Inkubuj 1 hod při laboratorní teplotě ve tmě!!!.

Promývání

- 14. 1 ml PBS, 2 min
- 15. 1 ml PBS-T, 2 min
- 16. 1 ml PBS, 2 min.

Phalloidin-Texas red

- 17. Nařeď zásobní roztok phalloidinu-TR do DMEM/FS (na 1 sklíčko počítej 25 µl) **1000x**
- 18. Nanes 25 µl roztoku primární protilátky na destičku obalenou parafilmem, přiklop krycí sklíčko s buňkami naspod a ulož vše do krabice s víkem zvlhčené uvnitř destilovanou vodou.
- 19. Inkubuj 30 min při laboratorní teplotě ve tmě!!!.

Promývání

- 20. 1 ml PBS, 2 min
- 21. 1 ml PBS-T, 2 min
- 22. 1 ml PBS, 2 min.

DAPI

- 23. Nařeď **2000x** zásobní roztok DAPI do PBS.
- 24. Přidej do každé jamky 1 ml roztoku DAPI.
- 25. Inkubuj 10 min při laboratorní teplotě ve tmě.

Promývání

- 26. 1 ml PBS, 2 min
- 27. 1 ml PBS, 2 min
- 28. 1 ml H₂O, 2 min.

Vytvoření trvalého preparátu

- 29. Nanes na podložní sklíčko 5 µl mowiolu a přiklop sklíčko buňkami na spodní straně.
- 30. Preparát lze ihned pozorovat, pro použití imerzního objektivu je však třeba nechat mowiol ztuhnout do druhého dne při 4 °C.

Uchovávání preparátů

- 31. Sklíčka jsou uchovávána ve tmě při 4 °C.